










# Gebruiksaanwijzing urinebuis en -spriet

Deze folder geeft u informatie over het gebruik van de urinebuis en – spriet. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

1		U heeft een urinespriet en urinebuis bij de hand.
2		Haal <b>nooit</b> de dop van de buis (vacuümbuis).
3		Ga <b>nooit</b> met een vinger in de huls van de spriet, hierin zit een scherpe naald.
4		Plas in een potje of ander schoon opvangbakje of bekertje.
5		Plaats de punt van de urinespriet <b>in</b> de urine. Zorg dat de punt van de spriet <b>in</b> de urine blijft.

		
6		<p>Duw de buis met de dop in de opening (huls) van de urinespriet. De spriet moet <b>in</b> de urine blijven. De buis vult zich vanzelf.</p>
7		<p>Wacht tot de urine niet meer in de buis stroomt. Haal de gevulde buis uit de opening (huls). Identificeer de buis met patiëntgegevens of schrijf uw naam en geboortedatum op deze buis.</p>
8		<p>Gooi het restje urine weg in het toilet, werp het urineopvangpotje en de spriet in de afvalbak (huisvuil).</p>
9		<p>Breng de urinebuis met aanvraagformulier (of andere wijze van order) naar het klinisch chemisch laboratorium Adrz.</p>

### Vragen?

Mocht u over het gebruik van deze middelen nog vragen hebben, bel gerust met het klinisch- chemisch laboratorium telefoonnummer 088 125 45 80.

